




Weitere Artikel für den Profi-Laborbedarf

- » Flaschen und Kanister
- » Auffangwannen
- » Rollwägen und Erdungskabel

DAFÜR STEHT BOLA

PRAXISBEWÄHRTER LABORBEDARF AUS HOCHLEISTUNGSKUNSTSTOFFEN

BOLA steht für BOHLENDER Laborgeräte – in zweiter Generation familiengeführt durch Volker Bohlender. Und für exzellente Produkte: Durchdacht bis ins Detail. Produziert in der eigenen Fertigung. Vielfach erprobt und weiter optimiert.

KOMPETENTE BERATUNG

Jahrzehntelange Erfahrung in der Be- und Verarbeitung von Fluorkunststoffen, umfassende Branchenkenntnis sowie hochqualifizierte, kontinuierlich geschulte Mitarbeiter sichern höchste Beratungsqualität. Auch bei technischen Anwendungsfragen.

RIESIGE VIELFALT UND FLEXIBILITÄT

Unser Portfolio bietet perfekte Artikel für nahezu jede Anwendung und Anforderung. Alles andere ermöglicht unsere Fertigung – ob Einzelstück oder Großserie.

SCHNELLE UND ZUVERLÄSSIGE LIEFERUNG

Modernste Fertigung, gut bestückte Lager und optimale Prozesse sorgen für schnelle Auftragsbearbeitung.

HÖCHSTE QUALITÄT UND GENAUIGKEIT

Wir orientieren uns strikt an den Prinzipien der DIN EN ISO 9001. Verarbeitet werden nur geprüfte Rohstoffe. Qualifizierte Fachkräfte und moderne Technik garantieren hervorragende Fertigung.

FRAGEN? BEANTWORTEN WIR GERN!



Warum Laborbedarf aus Hochleistungskunststoffen?

Weil PTFE und Co. mit besten Eigenschaften punkten: chemisch beständig, unzerbrechlich, leicht zu reinigen, sterilisierbar ... ideal für die Arbeit im Labor, in der Pharmazie und Industrie! Medienberührende Bauteile sind aus FDA-konformen Materialien hergestellt und entsprechend gekennzeichnet.

Wo und wie werden die Produkte gefertigt?

Wir entwickeln und produzieren selbst: an unserem Stammsitz in Grünsfeld, im Süden Deutschlands. Das garantiert beste Qualität und lässt uns schnell auf neue oder individuelle Anforderungen reagieren.

Wie kommen BOLA Produkte zu mir?

Bestellung per Telefon, Brief, E-Mail oder Online-Shop. Die Abwicklung erfolgt über den Laborfachhandel. Wir versenden deutschlandweit innerhalb eines Werktages und EU-weit innerhalb von drei bis fünf Werktagen.

Was, wenn ich doch einmal nicht zufrieden sein sollte?

Am besten gleich anrufen oder mailen. Je nach Lage sorgen wir für schnellen Umtausch oder arbeiten nach. Gegebenenfalls bitten wir um Rücksendung zur Begutachtung.

Und wie sieht es mit Rabatten aus?

Gut, dass Sie fragen: Bei Abnahme großer Mengen gewähren wir Rabatte und Sonderpreise, ausgenommen Sonderanfertigungen. Sprechen Sie uns an.

BOLA **Laborflaschen**

Material: Glas, PP Temperaturbeständigkeit: 0 bis +110 °C Chem. Beständigkeit: +++ universell

Produktbeschreibung:

Flasche aus Borosilikatglas 3.3, Gewinde GL45 oder GLS80, mit Verschlusskappe und Ausgießring aus PP, Außenseite mit Skala in 100 ml-Schritten zum Abschätzen des Inhalts. Mit separat erhältlichen BOLA Flaschenmehrfachverteilern GL45 oder GLS80 und passender Schläuche kann die Flasche einfach befüllt oder entleert werden.

	Inhalt ml	Gewinde	Artikel-Nr.:
A	500	GL45	D 300-43
B	1000	GL45	D 300-45
C	500	GLS80	D 300-79
D	1000	GLS80	D 300-80

BOLA **Kanister GL45**

Material: PE-HD Temperaturbeständigkeit: -50 bis +80 °C Chem. Beständigkeit: ++ sehr gut

UN

Produktbeschreibung:

Kanister mit Gewinde GL45 und Originalitätsverschluss. Mit separat erhältlichen BOLA Flaschenmehrfachverteilern GL45 und passender Schläuche kann der Kanister einfach befüllt oder entleert werden.

Inhalt l	Abmessungen L x B x H mm	Artikel-Nr.:
2,5	150 x 110 x 210	D 305-02
5	195 x 150 x 270	D 305-05
10	225 x 190 x 300	D 305-10

BOLA **Kanister S55**

Material: PE-HD Temperaturbeständigkeit: -50 bis +80 °C Chem. Beständigkeit: ++ sehr gut

UN

Produktbeschreibung:

Kanister aus PE-HD mit Gewinde S55 und Originalitätsverschluss. Mit separat erhältlichen BOLA Kanisterverteilern S55 und passenden Schläuche kann der Kanister einfach befüllt oder entleert werden.

Inhalt l	Abmessungen L x B x H mm	Artikel-Nr.:
5	195 x 150 x 235	D 325-05
10	230 x 195 x 235	D 325-10



Ebenfalls aus dem Hause Bohlender.




Trockenschränke und Exsikkatoren

Trockenschränke, Exsikkatoren und Handschuhboxen

Stabil, funktional, individuell –
zur staub- und feuchtigkeitsfreien oder
edelgasüberlagerten Aufbewahrung.

Jetzt Katalog anfordern oder informieren unter:

www.sicco.de oder **+49 (0) 93 46-92 86-0**



EINE MARKE VON BOHLENDER

BOLA **Kanister S60**

Material: PE-HD, PE-HD-EX Temperaturbeständigkeit: -50 bis +80 °C Chem. Beständigkeit: ++ sehr gut

UN

Produktbeschreibung:

Kanister aus PE-HD oder ableitfähigem PE-HD-EX mit Gewinde S60 und Originalitätsverschluss. Mit separat erhältlichen BOLA Kanisterverteilern S60 und passender Schläuche kann der Kanister einfach befüllt oder entleert werden.

	Inhalt l	Stutzen	Abmessungen L x B x H mm	Material	Artikel-Nr.:
A	5	gerade	190 x 150 x 255	PE-HD	D 330-05
A	10	gerade	220 x 190 x 340	PE-HD	D 330-10
A	20	gerade	300 x 230 x 450	PE-HD	D 330-20
B	5	gerade	195 x 165 x 230	PE-HD-EX	D 331-05
B	10	gerade	220 x 190 x 340	PE-HD-EX	D 331-10
B	30	gerade	360 x 235 x 450	PE-HD-EX	D 331-30
C	10	schräg	295 x 200 x 255	PE-HD-EX	D 336-10
C	20	schräg	295 x 200 x 495	PE-HD-EX	D 336-20

Anwendungen:

Im Umgang mit leicht entzündlichen Flüssigkeiten empfehlen wir Behälter aus ableitfähigen Kunststoffen, die zur Vermeidung von statischen Aufladungen mittels eines separat erhältlichen Erdungskabels (siehe Artikel-Nr. D 387-01) an einen geeigneten Erdungspunkt angeschlossen werden können.

BOLA **Kanister S60 mit Füllstandsanzeige**

Material: PE-HD-EX Temperaturbeständigkeit: -50 bis +80 °C Chem. Beständigkeit: ++ sehr gut



Produktbeschreibung:

Kanister aus ableitfähigem PE-HD-EX mit Gewinde S60 und Originalitätsverschluss. Integrierte Anzeige zur Überwachung des Füllstands. Mit zunehmenden Füllstand steigt der rote Anzeigestift nach oben. Sobald der Anzeigestift das Schauglas komplett ausfüllt, ist der Kanister voll und muss getauscht werden. Mit separat erhältlichen BOLA Kanisterverteilern S60 und passender Schläuche kann der Kanister einfach befüllt oder entleert werden.

Inhalt l	Abmessungen L x B x H mm	Artikel-Nr.:
10	295 x 200 x 255	D 337-10
20	295 x 200 x 495	D 337-20

Anwendungen:

Im Umgang mit leicht entzündlichen Flüssigkeiten empfehlen wir Behälter aus ableitfähigen Kunststoffen, die zur Vermeidung von statischen Aufladungen mittels eines separat erhältlichen Erdungskabels (siehe Artikel-Nr. D 387-01) an einen geeigneten Erdungspunkt angeschlossen werden können.



BOLA Kanister S90

Material:
PE-HD, PE-HD-EX

Temperaturbeständigkeit:
-50 bis +80 °C

Chem. Beständigkeit:
++ sehr gut

UN

Produktbeschreibung:

Kanister aus PE-HD oder ableitfähigem PE-HD-EX mit Gewinde S90 und Originalitätsverschluss. Mit separat erhältlichen BOLA Kanisterverteilern S90 und passender Schläuche kann der Kanister einfach befüllt oder entleert werden. Kanister S90 in PE-HD-EX mit seitlichem Sichtstreifen.

	Inhalt l	Abmessungen L x B x H mm	Material	Artikel-Nr.:
A	10	195 x 195 x 370	PE-HD-EX	D 368-10
B	10	195 x 195 x 370	PE-HD	D 365-10

Anwendungen:

Im Umgang mit leicht entzündlichen Flüssigkeiten empfehlen wir Behälter aus ableitfähigen Kunststoffen, die zur Vermeidung von statischen Aufladungen mittels eines separat erhältlichen Erdungskabels (siehe Artikel-Nr. D 385-03) an einen geeigneten Erdungspunkt angeschlossen werden können.






BOLA Erdungskabel

Produktbeschreibung:

Zum Anschluss an Erde von Kanistern und Auffangwannen aus ableitfähigem PE-HD-EX. Ausführung gemäß Tabelle, bei der Ausführung mit Ringkabelschuh sind Schraube, Mutter und Unterlegscheiben im Lieferumfang enthalten.

	Passend für	Anschluss 1	Anschluss 2	Kabellänge m	Artikel-Nr.:
A	Kanister Art.-Nr. D 331-.., D 336-..	Klemme	Klemme	1,5	D 386-01
B	Auffangwanne Art.-Nr. D 381-..	Klemme	Ringkabelschuh M6	1,5	D 387-01
C	Kanister Art.-Nr. D 368-10	Edelstahlband mit Spannverschluss für Umfang (195 x 195 mm)	Klemme	1,5	D 385-03



BOLA **Auffangwannen**

Material: PE-HD, PE-HD-EX Temperaturbeständigkeit: -50 bis +80 °C Chem. Beständigkeit: ++ sehr gut

Produktbeschreibung:

Praktische Auffangwanne aus PE-HD bzw. ableitfähigem PE-HD-EX. Platzieren Sie Ihre Kanister in einer Auffangwanne: bei Behälterwechsel oder Leckagen werden austretende Flüssigkeiten sicher in der Wanne aufgefangen.

	Inhalt l	Abmessungen innen L x B x H mm	Abmessungen außen L x B x H mm	Material	Mit Abtropfboden und Erdungsanschluss	Artikel-Nr.:
A	12	335 x 235 x 160	390 x 290 x 165	PE-HD	Nein	D 380-01
A	25	385 x 290 x 200	460 x 340 x 220	PE-HD	Nein	D 380-02
B	10	325 x 220 x 156	333 x 238 x 175	PE-HD-EX	Ja	D 381-05
B	20	437 x 325 x 156	445 x 343 x 175	PE-HD-EX	Ja	D 381-10

Anwendungen:

Im Umgang mit leicht entzündlichen Flüssigkeiten empfehlen wir Behälter aus ableitfähigen Kunststoffen, die zur Vermeidung von statischen Aufladungen mittels eines separat erhältlichen Erdungskabels (siehe Artikel-Nr. D 387-01) an einen geeigneten Erdungspunkt angeschlossen werden können.

BOLA **Rollwagen für Auffangwannen**

Material: Al, PA Temperaturbeständigkeit: -40 bis +100 °C Chem. Beständigkeit: + gut


Produktbeschreibung:

Aus Aluminiumprofilen mit Verbindern aus Polyamid, vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststeller.

	passend für Auffangwanne Artikel-Nr.:	Abmessungen L x B x H mm	Artikel-Nr. Rollwagen:
A	D 380-01	359 x 262 x 99	D 383-06
A	D 380-02	434 x 315 x 99	D 383-11
B	D 381-05	323 x 245 x 99	D 383-05
B	D 381-10	416 x 323 x 99	D 383-10

Anwendungen:

Zusammen mit passender Auffangwanne für den einfachen Transport von vollen Behältern. Kanister in der Auffangwanne können mit dem Rollwagen flexibel unter z. B. einem Arbeitstisch platziert werden.



Ebenfalls aus dem Hause Bohlender.

b.safe



Durchdachte Sicherheitslösungen für HPLC.

Einfach. Besser. Schneller. Direkt vom Hersteller.

Wenn es um Qualität und Sicherheit geht, überlassen wir nichts dem Zufall: Wir entwickeln, konstruieren und fertigen HPLC-Lösungen selbst.

Jetzt Katalog anfordern oder informieren unter:
www.bsafede.de oder +49 (0) 93 46-92 86-0



Eine Marke von Bohlender

Konfigurationsmöglichkeiten Kanister mit Auffangwanne und Rollwagen

2 x Kanister 2,5 l

2 x Kanister GL45
Artikel-Nr. D 305-02

ODER

2 x Kanister 5 l

2 x Kanister GL45
Artikel-Nr. D 305-05
oder
2 x Kanister S60
Artikel-Nr. D 330-05
oder
2 x Kanister S55
Artikel-Nr. D 325-05

ODER

1 x Kanister 10 l

1 x Kanister GL45
Artikel-Nr. D 305-10
oder
1 x Kanister S60
Artikel-Nr. D 330-10
oder
1 x Kanister S55
Artikel-Nr. D 325-10
oder
1 x Kanister S90
Artikel-Nr. D 365-10

Auffangwanne mit 12 l Fassungsvermögen:

Artikel-Nr. D 380-01

Passender Rollwagen:

Artikel-Nr. D 383-06



Kanister 2,5 l

5 x Kanister GL45
Artikel-Nr. D 305-02

ODER

2 x Kanister 5 l

2 x Kanister GL45
Artikel-Nr. D 305-05
oder
2 x Kanister S60
Artikel-Nr. D 330-05
oder
2 x Kanister S55
Artikel-Nr. D 325-05

ODER

2 x Kanister 10 l

2 x Kanister GL45
Artikel-Nr. D 305-10
oder
2 x Kanister S60
Artikel-Nr. D 330-10
oder
2 x Kanister S55
Artikel-Nr. D 325-10
oder
2 x Kanister S90
Artikel-Nr. D 365-10

ODER

1 x Kanister 20 l

1 x Kanister S60
Artikel-Nr. D 330-20



Auffangwanne mit 25 l Fassungsvermögen:

Artikel-Nr. D 380-02

Passender Rollwagen:

Artikel-Nr. D 383-11

Konfigurationsmöglichkeiten EX-Kanister mit Auffang- wanne und Rollwagen

Leckagewanne

Bei einer Leckage wird der gesamte Inhalt der Kanister von der Wanne aufgefangen.

Spritzschutzwanne

Die Auffangwanne kann bei Leckage nur einen Teil der Flüssigkeit aufnehmen.

2 x Kanister 5 l (Leckagewanne)

2 x Kanister S60 EX
Artikel-Nr. D 331-05

ODER

1 x Kanister 10 l (Leckagewanne)

1 x Kanister S60 EX
Artikel-Nr. D 331-10

oder

1 x Kanister S60 EX, schräg
Artikel-Nr. D 336-10

oder

1 x Kanister S90 EX
Artikel-Nr. D 368-10

ODER

1 x Kanister 20 l (Spritzschutzwanne)


1 x Kanister S60 EX, schräg
Artikel-Nr. D 336-20

Auffangwanne EX mit 10 l Fassungsvermögen:

Artikel-Nr. D 381-05

Passender Rollwagen:

Artikel-Nr. D 383-05



2 x Kanister 10 l (Leckagewanne)

2 x Kanister S60 EX
Artikel-Nr. D 331-10

oder

2 x Kanister S60 EX, schräg
Artikel-Nr. D 336-10

oder

2 x Kanister S90 EX
Artikel-Nr. D 368-10

ODER



2 x Kanister 20 l (Spritzschutzwanne)

2 x Kanister S60 EX, schräg
Artikel-Nr. D 336-20

ODER



1 x Kanister 20 l (Leckagewanne)

1 x Kanister S60 EX, schräg
Artikel-Nr. D 336-20

ODER



1 x Kanister 30 l (Spritzschutzwanne)


1 x Kanister S60 EX
Artikel-Nr. D 331-30

Auffangwanne EX mit 20 l Fassungsvermögen:

Artikel-Nr. D 381-10

Passender Rollwagen:

Artikel-Nr. D 383-10



BOLA

EINE MARKE DER
BOHLENDER GmbH
Waltersberg 8
D 97947 Grünsfeld
Germany

+49 (0) 93 46-92 86-0
info@bola.de
www.bola.de