



Durchdachte Sicherheitslösungen für PFAS-Analytik.





b.safe Caps PFAS Analytik




bsafe.de

b.safe Caps PFAS-Analytik mit PP Einsatz

Mit ihrem frei drehbaren Einsatz (frei von Polyhalogenolefinen) erlaubt sie leichtes sowie sicheres Auf- und Abschrauben ohne Verzwirbeln von angeschlossenen Kapillarschläuchen.

Artikel	Lieferumfang	Artikelnummer
Cap PFAS Analytik	1 x b.safe Cap 1 x Belüftungsventil 3 x Fitting 3,2 mm 2 x Blindstopfen	M 445-03



PEEK
(Polyetheretherketon)

b.safe PEEK-Kapillar-Schläuche

Flexible, braune Hochdruck-Schläuche (frei von Polyhalogenolefinen) zum Transport von Lösungsmitteln.

Außen-Ø [mm]	Innen-Ø [mm]	Artikelnummer
A 1,6 mm (1/16")	0,80 mm (1/32")	R 730-02
B 3,2 mm (1/8")	1,60 mm (1/16")	R 730-08



b.safe Blindstopfen/Fittings


Fittings aus PE (frei von Polyhalogenolefinen) zur Fixierung von Schläuchen in den Kapillaranschlüssen (Gewinde UNF 1/4" 28G) von b.safe Caps. Blindfittings zum Verschluss nicht genutzter Kapillaranschlüsse auf b.safe Caps.

Kapillaraußen-Ø	Verpackungseinheit	Artikelnummer
A 3,2 mm (1/8")	10 Stück	M 401-18
B 1,6 mm (1/16")	10 Stück	M 401-06
C Blindstopfen	10 Stück	M 401-01

b.safe Belüftungsventil PFAS Analytik



bsafe.de



b.safe Belüftungsventile PFAS-Analytik

Das b.safe Belüftungsventil PFAS-Analytik, frei von Polyhalogenolefinen, ist uneingeschränkt geeignet für die PFAS-Analytik. Die vorgeschaltene Membran aus PP mit einer Porenweite von 1 µm hält wirkungsvoll Schmutzpartikel und andere Verunreinigungen von außen zurück.

Artikelnummer	Lieferumfang	Artikelnummer
Belüftungsventil PFAS Analytik	2 x Belüftungsventile	M 405-01

● Frei von Polyhalogenolefinen

● Hohe chemische Beständigkeit

● Zuverlässige Analytik

● DIN 38407-42 konform

● DIN 38414-14 konform

● EU Richtlinie 2020/2184 konform



Wo kann ich mich noch informieren?

bsafe.de
+49 (0) 9346 9286-0
info@bohlender.de



Folgen Sie Uns