

Noch mehr Neuheiten

Unser b.safe SYSTEM-Sortiment wird ständig erweitert, um die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden mit passenden Artikeln zu erfüllen.

Daher arbeiten wir auch nach Redaktionsschluss des Kataloges weiter und möchten Ihnen die folgenden neuen Produkte nicht vorenthalten:

b.safe Bogenverbinder

Material: **PE-EXI** | Temperaturbeständigkeit: **-50 °C bis +80 °C** | Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut** | Leitfähigkeit: **10⁶ Ohm**

Rohrbogen ca. 90° aus ableitfähigem PE-EX. Anschluss 1: Überwurfmutter und Klemmring zum Einstecken und Klemmen von b.safe Waste Pipes mit Außen-Ø 32 mm. Anschluss 2: entweder Überwurfmutter und Klemmring zur Verbindung b.safe Waste Pipes Außengewinde GL25 zum Übergang auf flexible b.safe Waste Tubes oder Rohr-Ø32 mm.

Form	Anschluss 1	Anschluss 2	Abmessungen L x B, mm	Artikelnummer
A Rundbogen	Klemmverbindung für Außen-Ø 32 mm	Rohr-Ø 32 mm	79 x 89	R 1174-01



Fortsetzung – Neue Artikel

b.safe Tischdurchführung GL45 für Waste Pipes

Material: **PE-EXI** Temperaturbeständigkeit: **-50 °C bis +80 °C** |
Chemische Beständigkeit: **++ sehr gut** | Leitfähigkeit: **10⁶ Ohm**

Aus ableitfähigem PE-EX, geeignet für Platten mit einer Stärke von 10 bis 35 mm und Bohrungs-Ø 35 mm, einfache Fixierung mit selbstklebender, silikonfreier Dichtscheibe und Kontermutter. Anschluss Oberseite: Außengewinde GL45 zur Montage entweder eines b.safe Trichters mit Schraubkappe GL45 oder einer b.safe System Cap GL45. Anschluss Unterseite: Außen-Ø 32 mm zur direkten Verbindung mit starren b.safe Pipe Connections.



	Gewindeanschluss oben	Anschluss unten	Gesamtlänge mm	Artikelnummer
A	GL45 männlich	Außen-Ø 32 mm	127	R 1110-32

b.safe Befestigung für Waste Pipes

Set bestehend aus 1 Grundplatte mit Innengewinde M8, 1 Gewindestange M8 mit Länge 200 mm, 1 Rohrschelle mit Innengewinde M8 für Rohr-Außen-Ø 32 mm und Befestigungsmaterial zur Montage an Wänden oder unter Platten. Anschluss Unterseite: Außen-Ø 32 mm zur direkten Verbindung mit starren b.safe Pipe Connections.



	Abmessungen Grundplatte L x B x H, mm	Artikelnummer
A	80 x 30 x 3	R 1163-32

Anwendung:

Befestigen Sie die Grundplatte an der Wand. Verbinden Sie zuerst die Gewindestange mit der Rohrschelle und danach die Rohrschelle mit der Grundplatte. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Schelle. Öffnen Sie die Rohrschelle, clippen Sie das b.safe Waste Pipe ein und schließen Sie die Schelle wieder.

