

b.safe Werkstoffe - Chemische Beständigkeit

Hinweis

Die Angaben in unserem Katalog basieren auf unseren heutigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen, sowie auf vorhandener Literatur und den Angaben der Rohstoffhersteller. Diese befreien den Anwender unserer Produkte jedoch nicht von eigenen Prüfungen.

Bestimmte Eigenschaften oder Einsatzmöglichkeiten können weder ausdrücklich noch stillschweigend aus unseren Unterlagen abgeleitet werden. **Wir können daher keine Gewährleistung übernehmen und schließen jeglichen Schadensersatzanspruch aus.**

Substanzgruppen

Substanzgruppen bei +20 °C	PTFE	PFA	FEP	ETFE	ECTFE	PVDF	PP	PA	PS	PMMA
Aldehyde	+	+	+	+	+	+	o	o	-	-
Alkohole	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o
Amine	+	+	+	+	+	o	o	o	+	-
Basen/Laugen	+	+	+	+	+	+	+	o	o	-
Ester	+	+	+	+	+	o	+	+	-	-
Ether	+	+	+	o	o	o	o	o	-	-
Glykole	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o
Ketone	+	+	+	o	o	o	o	+	-	-
Kohlenwasserstoff, aliphatisch	+	+	+	+	+	+	o	+	-	-
Kohlenwasserstoff, aromatisch	+	+	+	+	+	+	o	+	-	-
Kohlenwasserstoff, halogeniert	o	+	+	+	+	+	o	o	-	-
Mineralöle	+	+	+	+	+	+	-	+	+	o
Oxidationsmittel, stark	+	+	+	o	o	+	o	-	-	-
Pflanzenöle	+	+	+	+	+	+	o	+	+	o
Säuren anorganisch	+	+	+	o	o	+	+	-	+	o
Säuren organisch	+	+	+	o	o	+	+	-	o	+
Schmieröle	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Legende

- +** **sehr gute Beständigkeit** – bei Einwirkung von mehr als 30 Tagen keine oder nur geringe Schädigung.
- o** **bedingt beständig** – bei längerer Einwirkung kann je nach Kunststoff eine Schädigung auftreten. (Haarrisse, nachlassende mechanische Festigkeit, Verfärbungen, usw.)
- **unbeständig** – kann zur Zerstörung des Kunststoffes, Deformation usw. führen.

Substanzen

Substanz bei +20 °C	Konz. in %	PTFE	PFA	FEP	ETFE	ECTFE	PVDF	PP	PA	PS	PMMA
Acetaldehyd	100	+	+	+	+	+	+	o	-	-	o
Acetamid	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o
Acetanhydrid	100	+	+	+	+	+	-	o	-	-	-
Aceton	100	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-
Acetonitril	100	+	+	+	+	+	o	+	+	-	-
Acetophenon	100	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
Acerylbenzol	100	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
Acetylchlorid	100	+	+	+	+	+	+	o	o	-	-
Acetylenetetrachlorid	100	+	+	+	-	-	+	-	+	-	-
Acetylsalizylsäure	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
Acrylnitril	100	+	+	+	+	+	o	o	+	-	-
Acrylonitril	100	+	+	+	+	+	o	o	+	-	-
Acrylsäurebutylester	100	+	+	+	+	+	o	o	+	-	-
Acrylsäurethylester	100	+	+	+	+	+	o	o	+	-	-
Acrylsäurenitril	100	+	+	+	+	+	o	o	+	-	-
Adipinsäure	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
Äther	100	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-
Ätzkali	100	+	+	+	+	+	+	+	o	o	o
Akkumulatorensäure	20	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-
Akkusäure	20	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Alaune	100	+	+	+	+	+	+	+	-	o	-
Alkohol	100	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o
Alkohol vergällt	100	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o
Allyl-Acetat	100	+	+	+	+	+	+	+	-	o	-
Allylalkohol	100	+	+	+	+	+	+	+	-	o	-
Allylchlorid	100	+	+	+	+	+	o	o	-	-	-
Aluminiumacetat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o
Aluminiumchlorid	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	o
Aluminiumfluorid	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
Aluminiumhydroxid	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o
Aluminiumhydroxidacetat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o
Aluminiumnitrat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o
Aluminiumoxide	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o
Aluminiumsulfat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o
Ameisensäure	100	+	+	+	+	+	+	+	-	+	o
Ameisensäureamid	100	+	+	+	+	+	+	+	o	-	-
Aminobenzol	100	+	+	+	o	o	+	+	+	-	o
Aminoessigsäure	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o
Aminomethan	100	+	+	+	+	+	+	+	-	o	+
Aminosäuren	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o
Ammoniak	100	+	+	+	+	+	+	+	o	o	-
Ammoniaklösung	100	+	+	+	+	+	+	+	o	o	-
Ammoniumacetat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ammoniumalaun	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	-
Ammoniumaluminiumsulfat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	-
Ammoniumcarbonat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
Ammoniumchlorid	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	-

b.safe Werkstoffe - Chemische Beständigkeit

Substanzen

Substanz bei +20 °C	Konz. in %	PTFE	PFA	FEP	ETFE	ECTFE	PVDF	PP	PA	PS	PMMA
Ammoniumfluorid	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	-
Ammoniumhydroxid	25	+	+	+	+	+	+	+	o	o	-
Ammoniumnitrat	100	+	+	+	+	+	+	+	o	o	o
Ammoniumaxalat	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	o
Ammoniumperoxodisulfat	100	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-
Ammoniumpersulfat	100	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-
Ammoniumphosphate	100	+	+	+	+	+	+	+	-	+	o
Ammoniumsulfat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o
Ammoniumsulfid	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	-
Ammonnitrat	100	+	+	+	+	+	+	+	o	o	o
Ammonsalpeter	100	+	+	+	+	+	+	+	o	o	o
Ammonsulfat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o
Amyl acetat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+
Amylalkohol	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	o
Anilin	100	+	+	+	o	o	+	+	+	-	o
Anisol	100	+	+	+	+	+	+	o	+	-	-
Anon	100	+	+	+	+	+	+	o	+	-	-
Antichlor	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+
Antimon(III)-chlorid	100	+	+	+	+	+	+	+	-	+	o
Antimonbutter	100	+	+	+	+	+	+	+	-	+	o
Antimontrichlorid	100	+	+	+	+	+	+	+	-	+	o
Aqua Regia	100	+	+	+	+	+	o	-	-	-	-
Arsen (V)-oxid Hydrat	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	-
Arsensäure	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	-
Asphalt	100	+	+	+	+	+	+	o	+	+	o
Ätzbaryt	100	+	+	+	+	+	+	o	+	+	-
Ätznatron	85	+	+	+	+	+	+	+	o	+	-
B											
Bariumcarbonat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Bariumchlorid	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Bariumcyanid	100	+	+	+	+	+	+	-	+	+	o
Bariumhydroxid	100	+	+	+	+	+	+	o	+	+	-
Bariumsulfat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o
Bariumsulfid	100	+	+	+	+	+	+	o	+	+	o
Barythydrat	100	+	+	+	+	+	+	o	+	+	-
Benzaldehyd	100	+	+	+	+	+	+	+	+	-	o
Benzin, aromatisch	100	+	+	+	+	+	+	o	+	-	-
Benzin, Test	100	+	+	+	+	+	+	o	+	-	-
Benzin, unverbleit	100	+	+	+	+	+	+	o	+	-	-
Benzin, verbleit	100	+	+	+	+	+	+	o	+	-	-
Benzoesäure	100	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o
Benzol	100	+	+	+	+	+	+	o	+	-	-
Benzoldiol-1,3	50	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o
Benzolsulfonsäure	100	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-
Benzoylchlorid	100	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
Benzylacetat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	-	o
Benzylalkohol	100	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-

Substanz bei +20 °C	Konz. in %	PTFE	PFA	FEP	ETFE	ECTFE	PVDF	PP	PA	PS	PMMA
Benzylchlorid	100	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
Bernsteinsäure	100	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
Bier	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Bisulfit SO₂-haltig	100	+	+	+	+	+	+	+	o	o	o
Bitumen	100	+	+	+	+	+	+	o	+	+	o
Blausäure	100	+	+	+	+	+	+	+	o	o	o
Blei(II)-acetat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o
Bleitetraethyl	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	-
Bleizucker	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o
Blutlaugensalz gelb	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	o
Blutlaugensalz rot	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	o
Borax	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o
Bornanon-2	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o
Borsäure	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	o
Bremslüssigkeiten	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o
Brennspiritus	100	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o
Brennsprit	100	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o
Brom	100	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
Brommethan	100	+	+	+	+	+	+	o	o	-	-
Bromwasserstoffsäure	100	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
Butadien-1,3	100	+	+	+	+	+	+	-	o	-	-
Butan	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o
Butandisäure	100	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
Butanol	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	o
Butanon-2	100	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
Butansäure	100	+	+	+	+	+	+	-	o	-	o
Butendisäure	100	+	+	+	+	+	+	+	o	o	o
Buttersäure	100	+	+	+	+	+	+	-	o	-	o
Butylacetat	100	+	+	+	+	+	+	o	+	-	-
Butylalkohol	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	o
Butylenglykole	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Butylether	100	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-
Butylphenol, tert.	100	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-
C											
Calciumacetat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o
Calciumbicarbonat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Calciumcarbonat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Calciumchlorid	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	-
Calciumhydrogencarbonat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Calciumhydroxid	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	-
Calciumhypochlorid	100	+	+	+	+	+	+	+	-	o	-
Calciumnitrat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
Calciumoxid	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Calciumsulfat	100	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
Calciumsulfid	100	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
Campher	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o
Campheröl	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o

Legende

+ **sehr gute Beständigkeit** – bei Einwirkung von mehr als 30 Tagen keine oder nur geringe Schädigung.

o **bedingt beständig** – bei längerer Einwirkung kann je nach Kunststoff eine Schädigung auftreten. (Haarisse, nachlassende mechanische Festigkeit, Verfärbungen, usw.)

- **unbeständig** – kann zur Zerstörung des Kunststoffes, Deformation usw. führen.

b.safe Werkstoffe - Chemische Beständigkeit

Substanz bei +20 °C	Konz. in %	PTFE	PFA	FEP	ETFE	ECTFE	PVDF	PP	PA	PS	PMMA
Camphora	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o
Car amid	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Carbonileum	100	+	+	+	+	+	o	+	+	+	o
Carbolsäure	100	+	+	+	+	+	o	-	-	-	-
Cel losolve (R)	100	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
Cet ylalkohol	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ch lor	100	+	+	+	+	+	o	-	-	-	-
Chlorhydrat	100	+	+	+	+	+	o	-	-	-	-
Chlorbenzol	100	+	+	+	+	+	o	+	-	-	-
Chloressigsäure	100	+	+	+	+	+	+	-	o	-	-
Chlorethan	100	+	+	+	+	+	o	o	-	-	-
Chlorethanol-2	100	+	+	+	+	+	o	-	-	-	-
Chlorethyl	100	+	+	+	+	+	o	o	-	-	-
Chlorethylen	100	+	+	+	o	o	+	-	-	-	-
Chlorfluorkohlenstoff CFK	100	+	+	+	+	+	+	-	o	o	o
Chlormethan	100	+	+	+	+	+	-	o	o	-	-
Chloroform	100	+	+	+	o	o	+	+	o	-	-
Chloroschwefelsäure	100	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
Chlorpropen-3	100	+	+	+	+	+	o	o	-	-	-
Chlorsäure	25	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
Chlorsulfonsäure	100	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
Chlortoluol	100	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
Chrom (VI)-oxid	100	+	+	+	+	+	+	-	o	-	-
Chromsäure	50	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-
Chromsäureanhydrid	100	+	+	+	+	+	+	-	o	-	-
Chromschwefelsäure	100	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-
Chromtrioxid	100	+	+	+	+	+	+	-	o	-	-
Citron säure	10	+	+	+	+	+	+	-	+	o	-
Cum ol	100	+	+	+	+	+	+	o	+	-	-
Cyan kali	50	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o
Cyanwasserstoff	100	+	+	+	+	+	+	+	o	o	o
Cyclo hexan	100	+	+	+	+	+	+	o	+	-	-
Cyclohexanol	100	+	+	+	+	+	+	o	+	-	-
Cyclohexanon	100	+	+	+	+	+	+	o	+	-	-
D											
D -Glucose	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Deca hydronaphtalin	100	+	+	+	+	+	+	o	+	-	o
Decalin	100	+	+	+	+	+	+	o	+	-	o
Decan	100	+	+	+	+	+	+	o	+	o	-
Dextr ine	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Dextrose	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Diac eton	100	+	+	+	+	+	-	+	-	o	o
Diacetonalkohol	100	+	+	+	+	+	-	+	-	o	o
Diaminoethan	100	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
Dibutylether	100	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-
Dichlorbenzole	100	+	+	+	+	+	+	o	+	-	-
Dichloressigsäure	100	+	+	+	+	+	+	-	o	-	-

Substanz bei +20 °C	Konz. in %	PTFE	PFA	FEP	ETFE	ECTFE	PVDF	PP	PA	PS	PMMA
Dichlorethane	100	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-
Dichlormethan	100	+	+	+	o	o	-	o	o	-	-
Dies elkraftstoff	100	+	+	+	+	+	+	+	+	-	o
Diethanolamin	100	+	+	+	+	+	-	+	+	o	o
Diethylamin	100	+	+	+	+	+	-	+	+	o	o
Diethylenglykol	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o
Diethylenoxid	100	+	+	+	+	+	-	o	+	-	-
Diethylether	100	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-
Diethylketon	100	+	+	+	o	o	-	o	+	-	-
Dig lykol	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o
Dih ydroxy-benzol	100	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+
Dihydrobenzol-1,3	50	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o
Diis obutylketon	100	+	+	+	o	o	-	o	+	-	-
Dim ethylamin	100	+	+	+	+	+	-	+	+	o	o
Dimethylbenzole	100	+	+	+	+	+	+	o	+	-	-
Dimethylether	100	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-
Dimethylformamid	100	+	+	+	o	o	-	+	o	-	-
Dimethylsulfoxid	100	+	+	+	+	+	-	+	+	+	o
Din atriumtertraborat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o
Diox an	100	+	+	+	+	+	-	o	+	-	-
Diphen ylether	100	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-
Diphenyloxid	100	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-
Dipropylenglykol	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
DMSO	100	+	+	+	+	+	-	+	+	+	o
Dün gemittel	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o
E											
Eau de Javelle	20	+	+	+	+	+	+	o	-	+	-
Eisen chloride	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o
Eisennitrate	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Eisensulfate	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o
Eisessig	100	+	+	+	+	+	+	+	-	o	-
Erd öl	100	+	+	+	o	o	+	o	+	-	-
Erdwachs	100	+	+	+	+	+	+	o	+	+	o
Ess ig	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	-
Essigester	100	+	+	+	+	+	-	o	+	-	-
Essigsäure	100	+	+	+	+	+	+	+	-	o	-
Essigsäure Tonerde	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o
Essigsäure-allylester	100	+	+	+	+	+	+	+	-	o	-
Essigsäure-pentylester	100	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+
Essigsäureamid	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o
Essigsäureanhydrid	100	+	+	+	+	+	-	o	-	-	-
Essigsäurebenzylester	100	+	+	+	+	+	+	+	+	-	o
Essigsäurebutylester	100	+	+	+	+	+	+	o	+	-	-
Essigsäurechlorid	100	+	+	+	+	+	+	o	o	-	-
Essigsäureethylester	100	+	+	+	+	+	-	o	+	-	-
Essigsäuremethylester	100	+	+	+	+	+	-	o	+	-	-
Essigsäurevinylester	100	+	+	+	o	o	+	-	-	-	-

Legende

- +** **sehr gute Beständigkeit** – bei Einwirkung von mehr als 30 Tagen keine oder nur geringe Schädigung.
- o** **bedingt beständig** – bei längerer Einwirkung kann je nach Kunststoff eine Schädigung auftreten. (Haarrisse, nachlassende mechanische Festigkeit, Verfärbungen, usw.)
- **unbeständig** – kann zur Zerstörung des Kunststoffes, Deformation usw. führen.

b.safe Werkstoffe - Chemische Beständigkeit

Substanzen

Substanz bei +20 °C	Konz. in %	PTFE	PFA	FEP	ETFE	ECTFE	PVDF	PP	PA	PS	PMMA
Ethandiamin-1,2	100	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
Ethandiol-1,2	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ethandisäure	100	+	+	+	+	+	+	o	+	-	-
Ethanal	100	+	+	+	+	+	+	o	-	-	o
Ethanol	100	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o
Ethylacetat	100	+	+	+	+	+	-	o	+	-	-
Ethylacrylat	100	+	+	+	+	+	o	o	+	-	-
Ethylether	100	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-
Ethylalkohol100	100	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o
Ethylbenzol	100	+	+	+	o	o	o	o	+	-	-
Ethylchlorid	100	+	+	+	+	+	+	o	o	-	-
Ethylchlorhydrin	100	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-
Ethylendiamin	100	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
Ethylenglykol	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ethylenglykolethylether	100	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
Ethylenoxid	100	+	+	+	+	+	+	o	+	-	-
Ethylmethylketon	100	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
Exsikkatorfett	100	+	+	+	+	+	+	+	o	-	-
F											
Fette und Öle	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Fettsäuren	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Flugbenzin	100	+	+	+	+	+	+	o	+	-	-
Fluor	100	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-
Fluorkohlenwasserstoffe	100	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o
Fluorkieselsäure	100	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o
Fluorwasserstoffsäure	45	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
Flusssäure	45	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
Formaldehyd	40	+	+	+	+	+	+	+	o	-	-
Formalin	40	+	+	+	+	+	+	+	o	-	-
Formamid	100	+	+	+	+	+	+	+	o	-	-
Foto-Fixierbäder	100	+	+	+	+	+	o	+	+	-	-
Frostschutzmittel KFZ	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o
Fruchtsäfte	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+
Furfural	100	+	+	+	+	+	o	-	o	-	-
Furfurol	100	+	+	+	+	+	o	-	o	-	-
Furfurylaldehyd	100	+	+	+	+	+	o	-	o	-	-
G											
Gelatine	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o
Gelbkali	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	o
Gerbsäure	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	-
Gips	100	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
Glaubersalz	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+
Glycerin	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Glycin	10	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o
Glykokoll	10	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o
Glykol	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Glykolsäure	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o

Substanz bei +20 °C	Konz. in %	PTFE	PFA	FEP	ETFE	ECTFE	PVDF	PP	PA	PS	PMMA
H											
Harn	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Harnsäure	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o
Harnstoff	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Hefen	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Heizöle	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Heptan	100	+	+	+	+	+	+	o	+	-	-
Hexadecanol	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Hexadecylalkohol	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Hexafluorkieselsäure	100	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o
Hexan	100	+	+	+	+	+	+	o	+	-	-
Hexandisäure	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
Hexanol	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	o
Hexantriol-1,2,6	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Hexylalkohol	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	o
Hirschhornsalz	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
Hydrazinhydrat	100	+	+	+	o	o	-	-	-	-	o
Hydrochinon	100	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+
Hydrosulfid	100	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-
Hydrosulfit	100	+	+	+	+	+	+	+	o	o	o
Hydroxybenzoesäure	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Hydroxyessigsäure	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o
Hydroxypropansäure-2	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	o
I											
Isobutylacetat	100	+	+	+	+	+	+	o	+	-	-
Isobutylalkohol	100	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o
Isocctan	100	+	+	+	+	+	+	+	+	-	o
Isopropanol	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+
Isopropylacetat	100	+	+	+	+	+	o	o	+	-	-
Isopropylalkohol	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+
Isopropylbenzol	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	-
Isopropylether	100	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-
Isovaleron	100	+	+	+	o	o	-	o	+	-	-
J											
Javellewasser	20	+	+	+	+	+	+	o	-	+	-
Jod-Tinktur	100	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-
Jod	100	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-
K											
Kalilauge	100	+	+	+	+	+	+	+	o	o	o
Kaliumacetat	100	+	+	+	+	+	+	+	o	o	o
Kaliumaluminiumsulfat	100	+	+	+	+	+	+	+	-	o	-
Kaliumbicarbonat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Kaliumbichromat	100	+	+	+	+	+	+	+	o	o	o
Kaliumbromid	100	+	+	+	+	+	+	+	o	o	+
Kaliumcarbonat	100	+	+	+	+	+	+	+	o	o	+
Kaliumchlorat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Kaliumchlorid	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Legende

+ **sehr gute Beständigkeit** – bei Einwirkung von mehr als 30 Tagen keine oder nur geringe Schädigung.

o **bedingt beständig** – bei längerer Einwirkung kann je nach Kunststoff eine Schädigung auftreten. (Haarisse, nachlassende mechanische Festigkeit, Verfärbungen, usw.)

- **unbeständig** – kann zur Zerstörung des Kunststoffes, Deformation usw. führen.

b.safe Werkstoffe - Chemische Beständigkeit

Substanz bei +20 °C	Konz. in %	PTFE	PFA	FEP	ETFE	ECTFE	PVDF	PP	PA	PS	PMMA
Kaliumchromat	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+
Kaliumcyanid	50	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o
Kaliumdichromat	100	+	+	+	+	+	+	+	o	o	o
Kaliumferrocyanid	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	o
Kaliumferricyanid	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	o
Kaliumhexacyanoferrat(II)	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	o
Kaliumhexacyanoferrat(III)	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	o
Kaliumhydrogencarbonat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Kaliumhydroxid	100	+	+	+	+	+	+	+	o	o	o
Kaliumhypochlorit	20	+	+	+	+	+	+	o	-	+	-
Kaliumiodid	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+
Kaliumnitrat	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+
Kaliumperchlorat	25	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Kaliumpermanganat	100	+	+	+	+	+	+	+	-	o	+
Kaliumpersulfat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o
Kalk	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Kalkleber	100	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
Kampfer	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o
Kaustische Soda	85	+	+	+	+	+	+	+	o	+	-
Kerosen	100	+	+	+	o	o	+	o	+	-	-
Kerosin	100	+	+	+	o	o	+	o	+	-	-
Kieselsäuren	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o
Kleesäure	100	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
Knochenleim	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o
Kochsalz	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Kohlensäure	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o
Kohlenstoffdisulfid	100	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-
Königswasser	100	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-
Kreide	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Kresole	100	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
künstl. Bittermandelöl	100	+	+	+	+	+	+	+	+	-	o
Kupfer(I)-cyanid	50	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o
Kupfer(II)-nitrat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+
Kupfer(II)-sulfat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o
Kupferchloride	100	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
L											
Lachgas	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Lanolin	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Lebertran	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Leim	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o
Leinöl	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
M											
Magnesiumcarbonat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Magnesiumchlorid	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o
Magnesiumhydroxid	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o
Magnesiumnitrat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o
Magnesiumsulfat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o

Substanz bei +20 °C	Konz. in %	PTFE	PFA	FEP	ETFE	ECTFE	PVDF	PP	PA	PS	PMMA
Maleinsäure	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	
Marmoralkhydrolyat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Maschinenöl	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
MEK	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Menthol	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o
Methacrylsäureester	100	+	+	+	o	o	o	-	+		
Methanal	40	+	+	+	+	+	+	+	+	o	
Methanol	100	+	+	+	+	+	+	+	+	-	
Methoxy-Ethanol	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Methoxybenzol	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+
Methoxybutanon	100	+	+	+	o	o	o	o	+		
Methyl-Butylketon	100	+	+	+	o	o	o	o	+		
Methyl-Phenylketon	100	+	+	+	+	+	+	+	+	-	
Methylacetat	100	+	+	+	+	+	-	o	+		
Methylalkohol	100	+	+	+	+	+	+	+	+	-	
Methylamin	100	+	+	+	+	+	+	+	+	-	
Methylbenzol	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+
Methylbromid	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o
Methylcellosolve	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Methylchlorid	100	+	+	+	+	+	-	o	o		
Methylcyanid	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Methylenchlorid	100	+	+	+	o	o	-	o	o		
Methylether	100	+	+	+	+	+	+	+	-	+	
Methylethylether	100	+	+	+	+	+	+	+	-	+	
Methylethylketon	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Methylglykol	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Methylisobutylketon	100	+	+	+	o	o	+	+	+	+	
Methylmethacrylat	100	+	+	+	o	o	o	-	+		
Methylloxiran	100	+	+	+	o	o	o	+	+		
Methylpentanon	100	+	+	+	o	o	+	+	+	+	
Methylphenylether	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Milch	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Milchsäure	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Mineralöl	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Mineralöl aromatenfrei	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Monochloressigsäure	100	+	+	+	+	+	+	+	+	-	
Montanwachs	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
N											
Naphta	100	+	+	+	o	o	+	+	+	+	
Natriumacetat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Natriumbenzoat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Natriumbicarbonat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Natriumbisulfat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Natriumbisulfid	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Natriumbromid	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Natriumcarbonat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Natriumchlorat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	-	

Legende

- + **sehr gute Beständigkeit** – bei Einwirkung von mehr als 30 Tagen keine oder nur geringe Schädigung.
- o **bedingt beständig** – bei längerer Einwirkung kann je nach Kunststoff eine Schädigung auftreten. (Haarrisse, nachlassende mechanische Festigkeit, Verfärbungen, usw.)
- **unbeständig** – kann zur Zerstörung des Kunststoffes, Deformation usw. führen.

b.safe Werkstoffe - Chemische Beständigkeit

Substanzen

Substanz bei +20 °C	Konz. in %	PTFE	PFA	FEP	ETFE	ECTFE	PVDF	PP	PA	PS	PMMA
Natriumchlorid	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Natriumchlorit	100	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Natriumchromat	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	o
Natriumcyanid	50	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o
Natriumdithionit	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+
Natriumfluorid	100	+	+	+	o	o	+	+	o	+	+
Natriumhydrogencarbonat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Natriumhydrogensulfat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o
Natriumhydrogensulfid	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	-
Natriumhydroxid	85	+	+	+	+	+	+	+	o	+	-
Natriumhyposulfid	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+
Natriumnitrat	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+
Natriumnitrit	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+
Natriumperborat Tetrahydrat	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	-
Natriumperchlorat	25	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Natriumperoxid	100	+	+	+	+	+	+	o	+	+	o
Natriumperoxodisulfat	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+
Natriumpersulfat	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+
Natriumphosphate	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+
Natriumsilicate	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+
Natriumsulfat Decahydrat	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+
Natriumsulfid	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+
Natriumsulfat	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+
Natriumsuperoxid	100	+	+	+	+	+	+	o	+	+	o
Natriumtetraborat Decahydrat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o
Natriumthiosulfat	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+
Natronlauge	85	+	+	+	+	+	+	+	o	+	-
Natronsalpeter	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+
Nickelchlorid	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+
Nickelsulfat	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+
Nitritäthanol	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Nitrobenzol	100	+	+	+	+	+	+	-	o	-	-
Nitromethan	100	+	+	+	+	+	+	o	o	-	-
Nitroverdüner	100	+	+	+	+	+	+	+	o	-	-
Nonylalkohol	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	o
O											
Octadecansäure	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Octan	100	+	+	+	+	+	+	+	+	-	o
Öle etherische	100	+	+	+	+	+	+	o	+	-	o
Oleinsäure	100	+	+	+	+	+	+	o	+	-	-
Oleum	100	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Oleum Jecoris	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ölsäure	100	+	+	+	+	+	+	o	+	-	-
Oxalsäure	100	+	+	+	+	+	+	o	+	-	-
Oxalsäure Diammoniumsalz	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	o
Oxidäthanol	100	+	+	+	+	+	+	+	o	o	o
Oxiran	100	+	+	+	+	+	+	o	+	-	-

Substanz bei +20 °C	Konz. in %	PTFE	PFA	FEP	ETFE	ECTFE	PVDF	PP	PA	PS	PMMA
Oxolan	100	+	+	+	o	o	o	o	+	-	-
Ozon	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o
P											
Palmitinsäure	100	+	+	+	+	+	+	o	+	-	-
Paraffine	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Parfüms	100	+	+	+	+	+	+	o	+	-	o
Pentanol	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	o
Pentanol-1	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	o
Pentanon-3	100	+	+	+	o	o	-	o	+	-	-
Pentylacetat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+
Perchloräthylen	100	+	+	+	-	-	+	-	+	-	-
Perchlorsäure	100	o	o	o	o	o	+	o	-	o	-
Perhydronaphthalin	100	+	+	+	+	+	+	o	+	-	o
Petrol	100	+	+	+	o	o	+	o	+	-	-
Petrolether	100	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-
Phenol	100	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-
Phenylamin	100	+	+	+	o	o	+	+	+	-	o
Phenylethanon-1	100	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
Phenylether	100	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-
Phenylethylen	100	+	+	+	+	+	+	o	+	-	-
Phenylmethanol	100	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
Phosphorchlorid	100	+	+	+	+	+	+	o	o	-	-
Phosphorsäure	85	+	+	+	+	+	+	+	-	o	-
Phosphortrichlorid	100	+	+	+	+	+	+	o	o	-	-
Phthalate	100	+	+	+	+	+	+	+	+	-	o
Phthalsäureester	100	+	+	+	+	+	+	+	+	-	o
Pikrinsäure	100	+	+	+	o	o	+	+	-	o	-
Pottasche	100	+	+	+	+	+	+	+	o	o	+
Propan	100	+	+	+	+	+	+	-	o	-	-
Propandiol-1,2	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Propanol	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+
Propanol-2	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+
Propanon-2	100	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-
Propansäure	100	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o
Propantriol	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Propen-2-ol-1	100	+	+	+	+	+	+	+	-	o	-
Propionsäure	100	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o
Propylalkohol	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+
Propylenglykol	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Propylenoxid	100	+	+	+	o	o	o	+	+	-	o
Pyridin	100	+	+	+	o	o	-	+	-	-	-
Q											
Quecksilber	100	+	+	+	+	+	+	o	+	o	+
Quecksilber(II)-chlorid	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Quecksilber(II)-cyanid	50	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o
Quecksilber(II)-nitrat	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+
Quinol	100	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+

Legende

- + **sehr gute Beständigkeit** – bei Einwirkung von mehr als 30 Tagen keine oder nur geringe Schädigung.
- o **bedingt beständig** – bei längerer Einwirkung kann je nach Kunststoff eine Schädigung auftreten. (Haarrisse, nachlassende mechanische Festigkeit, Verfärbungen, usw.)
- **unbeständig** – kann zur Zerstörung des Kunststoffes, Deformation usw. führen.

b.safe Werkstoffe - Chemische Beständigkeit

Substanz bei +20 °C	Konz. in %	PTFE	PFA	FEP	ETFE	ECTFE	PVDF	PP	PA	PS	PMMA
R											
Resorcin	50	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o
Rotkali	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	o
Rotsalz	100	+	+	+	+	+	+	+	o	o	o
S											
Salicylsäure	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Salmiak	100	+	+	+	+	+	+	+	o	o	-
Salpetersäure	65	+	+	+	+	+	o	-	-	-	-
Salpetrige Säure	50	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o
Salzsäure	37	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o
Salzsole	25	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Schmieröle	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Schmierseife	25	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+
Schwefeldioxid	100	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o
Schwefelkohlenstoff	100	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-
Schwefelnatrium	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+
Schwefelsäure	98	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-
Schwefelsäure rauchend	100	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Schwefelwasserstoff	100	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-
Schwefligsäuredichlorid	100	+	+	+	+	+	o	-	-	-	-
Selenit	100	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
Silberacetat	100	+	+	+	+	+	+	+	o	o	o
Silbercyanid	50	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o
Silbernitrat	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+
Siliconöle	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Soda	100	+	+	+	+	+	+	+	o	o	+
Spülmittel	5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Stearinsäure	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Steinkohleteer-Bestandteile	100	+	+	+	+	+	+	o	+	+	o
Stickoxyd	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Styrol	100	+	+	+	+	+	+	o	+	-	-
Sublimat	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
T											
Talg	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Tannine	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	-
Tenside, alkalifrei	5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Terpentin	100	+	+	+	+	+	+	o	+	-	-
Terpentinersalz	100	+	+	+	+	+	+	o	+	-	o
Tetrachlorethan	100	+	+	+	-	-	+	-	+	-	-
Tetrachlorethylen	100	+	+	+	-	-	+	-	+	-	-
Tetrachlorkohlenstoff	100	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-
Tetrachlormethan	100	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-
Tetraethylblei	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	-
Tetrahydrofuran	100	+	+	+	o	o	o	o	+	-	-
Tetrahydronaphthalin	100	+	+	+	+	+	+	o	+	-	o
Tetralin	100	+	+	+	+	+	+	o	+	-	o
Tetramethylenoxid	100	+	+	+	o	o	o	o	+	-	-

Substanz bei +20 °C	Konz. in %	PTFE	PFA	FEP	ETFE	ECTFE	PVDF	PP	PA	PS	PMMA
THF	100	+	+	+	o	o	o	o	+	-	-
Thionylchlorid	100	+	+	+	+	+	o	-	-	-	-
Toluol	100	+	+	+	+	+	+	o	+	-	-
Tonerde	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o
Transformatoröl	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Traubenzucker	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Trichloroacetaldehydhydrat	100	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-
Trichlorbenzole	100	+	+	+	+	+	+	-	o	-	-
Trichloressigsäure	100	+	+	+	+	+	+	o	-	o	o
Trichlorethylen	100	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-
Trichlormethan	100	+	+	+	o	o	+	+	o	-	-
Triethanolamin	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Triethylenglykol	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Trifluortrichlorethan	100	+	+	+	+	+	+	-	o	-	-
Triglyceride	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Triglykol	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Trimethylpentan-2,2,4	100	+	+	+	+	+	+	+	+	-	o
Trinitrophenol-2,4,6	100	+	+	+	o	o	+	+	-	o	-
U											
Überchlorsäure	100	o	o	o	o	o	+	o	-	o	-
Urin	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
V											
Vaseline	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Verdünner	100	+	+	+	+	+	+	+	o	-	-
Vinylacetat	100	+	+	+	o	o	+	-	-	-	-
Vinylbenzol	100	+	+	+	+	+	+	o	+	-	-
Vinylchlorid	100	+	+	+	o	o	+	-	-	-	-
Vinylcyanid	100	+	+	+	+	+	o	o	+	-	-
Vinylidenchlorid	100	+	+	+	o	o	+	-	-	-	-
W											
Waschmittel	5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Wasser	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Wasser entmineralisiert	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Wasserglas	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Wasserstoffperoxid	90	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-
Wasserstoffsuperoxid	90	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-
Weingeist	100	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o
Weinsäure	100	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o
Wollfett	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Wollwachs	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
X											
Xylole	100	+	+	+	+	+	+	o	+	-	-
Z											
Zinkcarbonat	100	+	+	+	+	+	+	+	o	o	+
Zinkchlorid	100	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Zinknitrat	100	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+

Legende

- + **sehr gute Beständigkeit** – bei Einwirkung von mehr als 30 Tagen keine oder nur geringe Schädigung.
- o **bedingt beständig** – bei längerer Einwirkung kann je nach Kunststoff eine Schädigung auftreten. (Haarrisse, nachlassende mechanische Festigkeit, Verfärbungen, usw.)
- **unbeständig** – kann zur Zerstörung des Kunststoffes, Deformation usw. führen.