

b.safe

Durchdachte
Sicherheitslösungen
für PFAS-Analytik.





b.safe Caps PFAS-Analytik



www.bsafe.de


PP
(Polypropylen)

b.safe Belüftungsventile PFAS-Analytik



www.bsafe.de

PP
(Polypropylen)




b.safe Caps PFAS-Analytik mit PP Einsatz

*Richtpreis Euro 114,84

Mit ihrem frei drehbaren Einsatz (frei von Polyhalogenolefinen) erlaubt sie leichtes sowie sicheres Auf- und Abschrauben ohne Verzwirbeln von angeschlossenen Kapillarschläuchen.

Artikel	Lieferumfang	Artikelnummer
Cap PFAS-Analytik	1 x b.safe Cap 1 x Belüftungsventil 3 x Fitting 3,2 mm 2 x Blindstopfen	M 445-03



b.safe PEEK-Kapillar-Schläuche

*Richtpreis Euro **A** ab 3 m: 39,16 / ab 10 m: 25,37

B ab 3 m: 71,97 / ab 10 m: 58,60

Flexible, braune Hochdruck-Schläuche (frei von Polyhalogenolefinen) zum Transport von Lösungsmitteln.

Außen-Ø	Innen-Ø	Artikelnummer
A 1,6 mm (1/16")	0,80 mm (1/32")	R 730-02
B 3,2 mm (1/8")	1,60 mm (1/16")	R 730-08



b.safe Blindstopfen/Fittings


*Richtpreis Euro **A** 33,87 **B** 33,87 **C** 39,50

Fittings aus PE (frei von Polyhalogenolefinen) zur Fixierung von Schläuchen in den Kapillaranschlüssen (Gewinde UNF 1/4" 28G) von b.safe Caps. Blindfittings zum Verschluss nicht genutzter Kapillaranschlüsse auf b.safe Caps.

Kapillaraußen-Ø	Verpackungseinheit	Artikelnummer
A 3,2 mm (1/8")	10 Stück	M 401-18
B 1,6 mm (1/16")	10 Stück	M 401-06
C Blindstopfen	10 Stück	M 401-01

PEEK
(Polyetheretherketon)

PE
(Polyethylen)



b.safe Belüftungsventile PFAS-Analytik

*Richtpreis Euro 43,31

Das b.safe Belüftungsventil PFAS-Analytik, frei von Polyhalogenolefinen, ist uneingeschränkt geeignet für die PFAS-Analytik. Die vorgeschaltene Membran aus PP mit einer Porenweite von 1 µm hält wirkungsvoll Schmutzpartikel und andere Verunreinigungen von außen zurück.

Artikel	Lieferumfang	Artikelnummer
Belüftungsventil PFAS-Analytik	2 x Belüftungsventil	M 405-01

- Frei von Polyhalogenolefinen
- Hohe chemische Beständigkeit
- Zuverlässige Analytik
- DIN 38407-42 konform
- DIN 38414-14 konform
- EU Richtlinie 2020/2184 konform

* Richtpreise gültig bis 31.12.2023, Änderungen vorbehalten

b.safe